








<h1>RGP LENSES INSTRUCTIONS FOR USE</h1> <p><b>NOTICE D’UTILISATION DES LENTILLES RIGIDES (LRPG)</b></p>

<b>WWW.LABORATOIRE-LCS.COM</b>
14 place Gardin - 14000 Caen - France info@laboratoire-lcs.com


--

	<p>Consulter la notice - Read the package leaflet - Packungsbeilage lesen - Consulte las instrucciones de uso - Raadpleeg de gebruiksaawijzing - Consultar o folheto - Kilavuzza bkz - يجب الاطلاع على نشرة الاستعمال</p>
	<p>Référence commerciale de la lentille - Commercial lens reference - Bestellnummer der Linse - Referencia comercial de la lentilla - Referentie - Codice commerciale della lente - Referência comercial da lente - Kontakt linsen ticari referansi - المرجع التجاري للعدسة</p>
	<p>Date limite de 1<sup>er</sup> utilisation - Expiry date for first use - Haltbarkeitsdatum bis zur 1. Anwendung - Fecha límite del primer uso - Gebruiken voor - Data limite per il 1<sup>o</sup> utilizzo - Data limite da 1.<sup>o</sup> utilização - Son kullanim tarihi - التاريخ الأقصى لأول استعمال</p>
	<p>Numéro de série de la lentille - Lens serial number - Seriennummer der Linse - Número de serie de la lentilla - LOT nummer - Numero di serie della lente - Número de série da lente - Kontakt linsen seri numarasi - رقم العدسة المتسلسل</p>
	<p>Ne pas utiliser si conditionnement abîmé - Do not use if the packaging is damaged - Bei Beschädigung der Verpackung nicht mehr verwenden - Gebruik niet bij een beschadigde verpakking - No usar si el envase está dañado - Non utilizzare in caso di confezione danneggiato - Não utilizar se o material de acondicionamento estiver danificado - Ambalaj hasar görmüşse kullanmayın - عدم الاستعمال إذا كان التوضيب متضرراً</p>
	<p>Conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité et numéro de l’organisme notifié - Compliance with essential health requirements and notified body number - Einhaltung der grundlegenden Gesundheits- und - Sicherheitsanforderungen und Nummer der benannten Stelle - Overeenstemming met de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen en het nummer van de aangemelde instantie - Conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad y número del organismo notificado - Conformità ai requisiti essenziali per la salute e la sicurezza e numero dell’organismo notificato - Conformidade com as principais exigências de saúde e de segurança e número do organismo notificado - Sağlık ve güvenliği ilişkin temel gereklere uygunluk ve beyan edilen kuruluş numarasi - المطابقة مع متطلبات الصحة والسلامة الأساسية ورقم هيئة الاشعار</p>

<b>FRANÇAIS</b>
<b>NOTICE D’UTILISATION DES LENTILLES RIGIDES (LRPG)</b>

Cette notice contient des informations importantes, lisez-la et conservez-là. Les lentilles de contact rigides sont des dispositifs médicaux et doivent toujours être adaptées par un spécialiste en lentilles de contact. Pour un usage correct, il est important que vous suiviez toutes les instructions de votre spécialiste et les conseils d’utilisation mentionnés sur l’emballage de vos lentilles et des produits d’entretien

- Vos lentilles rigides sont à port journalier et doivent être renouvelées tous les deux ans ou tous les ans pour les lentilles de la gamme kids (Aeria Kids). (Suivez les recommandations de votre spécialiste)
- Pour éviter une altération du matériau ou de la géométrie de vos lentilles, il est primordial de les renouveler selon les modalités ci-dessus. Respectez les rendez-vous planifiés par votre spécialiste qui sont indispensables au contrôle et suivi de votre adaptation.
- Lavez-vous systématiquement les mains avant de manipuler vos lentilles.
- Les lentilles rigides sont conditionnées dans un mailer contenant une solution de préservation à base de Polyhexanide. Il est équipé d’un système d’inviolabilité jusqu’à la première ouverture. Si le conditionnement est endommagé, la lentille ne doit pas être utilisée.

#### Indications

Les lentilles rigides sont des lentilles destinées à corriger les amétropies suivantes : Myopie, Hypermétropie, Astigmatisme et Presbytie. Elles sont aussi indiquées pour compenser certaines pathologies cornéennes telles que le kératocône ainsi que les irrégularités cornéennes.

L’ophtalmologiste ou l’optométriste sont les seules personnes professionnelles autorisées à définir le type et les paramètres des lentilles rigides qui doivent être prescrites en fonction de votre pathologie et/ou de votre amétropie.

#### La pose

- Assurez-vous que votre lentille est propre, en bon état et toujours immergée dans la solution prévue à cet usage. Si la lentille semble endommagée, ne l’utilisez pas.
- Rincez votre lentille. Posez la lentille dans la paume de votre main et rincez-la avec le produit recommandé par votre spécialiste pour retirer toute impureté. Il est formellement interdit de rincer vos lentilles de contact à l’eau courante.
- Regardez-vous dans un miroir. Utilisez votre majeur pour écarter la paupière inférieure et votre autre main pour écarter la paupière supérieure.
- Approchez la lentille vers votre œil et posez-la délicatement sur la cornée. Lâchez doucement les paupières et clignez plusieurs fois pour évacuer l’excès de larmes.
- Contrôlez le centrage de votre lentille sur votre œil. Si vous remarquez des bulles d’air, un problème de centrage ou en cas d’inconfort, retirez la lentille et reposez-la en suivant la même procédure. Pour améliorer le confort, vous pouvez mettre une goutte de sérum physiologique ou d’agent lubrifiant dans la lentille avant de la poser.

#### Le retrait

- Regardez dans le miroir, positionnez votre index sur la paupière inférieure et l’index de l’autre main sur la paupière supérieure. Avec l’index posé sur la paupière inférieure, exercez une légère pression puis remontez la paupière vers le haut afin de soulever la lentille. Vous pouvez réceptionner la lentille avec votre pouce et index.
- Ne pas «pincer» la lentille qui est à manipuler avec précaution. Veillez également à ne pas abîmer la lentille avec vos ongles.
- L’utilisation d’une ventouse peut faciliter le retrait de votre lentille.

#### L’entretien

- Au quotidien, massez votre lentille environ 20 secondes avec un produit de nettoyage pour lentilles rigides puis rincez la avec une solution saline.
- Avant de procéder à la décontamination de votre lentille, videz votre étui à lentilles. Ne réutilisez jamais la solution qui restait dans l’étui.
- Placez votre lentille dans son étui et remplissez-le de solution d’entretien pour lentilles rigides en suivant les recommandations de la notice d’utilisation de la solution utilisée.
- Après une semaine sans utilisation des lentilles, la solution de décontamination dans l’étui doit être renouvelée avant de poser les lentilles sur les yeux.
- Suivez les recommandations de votre spécialiste.

#### Précautions d’emploi

- Les lentilles rigides sont destinées à être portées la journée : mettez-les le matin et retirez-les le soir avant de vous coucher
- Maquillez-vous toujours après avoir posé vos lentilles, et démaquillez après les avoir retirés.
- N’utilisez ni votre salive ni aucun produit ménager pour l’entretien de vos lentilles : utilisez uniquement les solutions d’entretien pour lentilles rigides recommandées par votre spécialiste.
- Ne changez pas la marque de votre solution d’entretien sans consulter votre spécialiste.
- Ne mettez pas vos lentilles en contact avec de la laque ou toute autre produit cosmétique en aérosol.
- La grosseur ainsi que certains médicaments peuvent perturber la sécrétion lacrymale : parlez-en à votre spécialiste.
- Ne portez pas vos lentilles si vous êtes exposé aux fumées dangereuses ou irritantes
- Le port des lentilles est déconseillé en cas de pathologie oculaire et dans des atmosphères de faible hygrométrie (avion, casque chez le coiffeur…)
- Ayez toujours avec vous des lunettes adaptées à votre vue (au cas où vous seriez obligé de retirer vos lentilles).

#### Contre-indications et effets secondaires indésirables

Si vous sentez une gêne anormale, retirez votre lentille et rincez-la avec une solution de rinçage pour lentilles de contact.

Les complications oculaires liées au port de lentilles sont rares si vous suivez les recommandations des professionnels. Toutefois, si les symptômes suivants se produisent, retirez vos lentilles et contactez votre spécialiste :

- Un œil rouge ou irrité,
- Une sensation d’inconfort ou de gêne persistante,
- Un changement anormal de votre vision,
- Une sensibilité accrue à la lumière,
- Des larmoiements ou une sensation de sécheresse.

<b>ENGLISH</b>
<b>RGF LENSES INSTRUCTIONS FOR USE (RPG)</b>

This notice contains important information, read it, and keep it. Rigid Gaz Permeable (RGP) contact lenses are medical devices and should always be fitted by a contact lens specialist. For proper use, it is important that you follow all your specialist’s instructions and guidance on the packaging of your lenses and cleaning products.

- Your RGP lenses are wearable every day and need to be renewed every two years. (Follow your specialist’s recommendations).
- To avoid altering lenses material or geometry, it is essential to renew them according to the above modalities. Follow appointments planned by your specialist that are essential for controlling and following up your fitting.
- Wash your hands systematically before handling your lenses.
- RGP lenses are packaged in a mailer containing a Polyhexanide-based preservation solution. It is equipped with an inviolability system until the first opening. If the packaging is damaged, the lens should not be used.

#### Intended use

Rigid lenses are designed to correct the following ametropias: Myopia, Hyperopia, Astigmatism and Presbyopia. They are also indicated to compensate for certain corneal pathologies such as keratoconus and corneal irregularities.

Ophthalmologists or optometrists are the only professional people authorized to define rigid lenses type and parameters that should be prescribed according to your pathology and/or ametropia.

#### Lens insertion

- Make sure your lens is clean, in good condition and always immersed in the solution provided for this purpose. If the lens appears to be damaged, do not use it.
- Rinse your lens. Place the lens in the palm of your hand and rinse it with the contact lens solution recommended by your specialist to remove any impurities. It is strictly forbidden to rinse your contact lenses with tap water.
- Look at yourself in a mirror. Use your middle finger to spread the lower eyelid and your other hand to spread the upper eyelid.
- Approach the lens to your eye and gently place it on the cornea. Gently let go of the eyelids and blink several times to remove excess tears.
- Control your lens centering on your eye. If you notice air bubbles, a centering problem or discomfort, remove the lens and rest it using the same procedure. To improve comfort, you can put a drop of saline solution or lubricant in the lens before you put it down.

#### Lens removal

- Look in the mirror, position your index finger on the lower eyelid and the index finger of the other hand on the upper eyelid. With the index finger on the lower eyelid, apply a slight pressure and then raise the eyelid upwards to lift the lens. You can receive the lens with your thumb and index finger.
- Do not «pinch» the lens that is to be handled with care. Also be careful not to damage the lens with your nails.
- Using a plunger can make it easier to remove your lens.

#### Lens care

- Every day rub your lens for about 20 seconds with a rigid lens cleaning solution and then rinse it with a saline solution.
- Before decontaminating your lens, empty your lens case. Never reuse the solution that was left in the case.
- Place your lens in its case and fill it with a hard lens soaking solution following this solution instructions recommendations.
- After not using lenses for a week, decontamination solution in the case must be renewed before placing the lenses on the eyes.
- Read and follow the instructions of the contact lens solutions used.
- Follow your specialist’s recommendations.

#### Precautions for use

- Rigid lenses are meant to be worn during the day: put them on in the morning and remove them in the evening before going to bed
- Always make up after putting on your lenses and remove your make-up after you remove them.
- Do not use your saliva or any household products to maintain your lenses: only use the rigid lens care solutions recommended by your specialist.
- Do not change the brand of your contact lens solution without consulting your specialist.
- Do not put your lenses in contact with any cosmetic aerosol product.
- Pregnancy and some medications can disrupt tear secretion: talk to your specialist.
- Do not wear your lenses if you are exposed to dangerous or irritating fumes
- Lenses wearing is not recommended in case of eye pathology and in atmospheres of low humidity (airplane, helmet at the hairdresser…)
- Always carry eyeglasses (in case you must remove your lenses).

#### Contraindications and undesirable side effects

If you feel abnormal discomfort, remove your lens, and rinse it with a contact lens rinse solution.

Eye complications related to wearing lenses are rare if you follow the recommendations of professionals. However, if the following symptoms occur, remove your lenses, and contact your specialist:

- A red or irritated eye,
- A feeling of discomfort or persistent discomfort,
- An abnormal change in your vision,
- Increased sensitivity to light,
- Watery eyes or dryness feeling.

<b>DEUTSCH</b>
<b>GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR STARRE LINSEN</b>

Diese Broschüre enthält wichtige Informationen, lesen Sie sie und bewahren Sie sie auf.

Starre Kontaktlinsen sind medizinische Geräte und sollten immer von einem Kontaktlinsenspezialisten angebracht werden. Für die korrekte Verwendung ist es wichtig, dass Sie alle Anweisungen Ihres Spezialisten und die auf der Verpackung Ihrer Linsen und Reinigungsprodukte angegebenen Gebrauchsanweisungen befolgen.

- Ihre starren Linsen werden jeden Tag getragen und müssen alle zwei Jahre oder jedes Jahr für die Linsen der Kinderreihe (Aeria Kids) erneuert werden. (Befolgen Sie die Empfehlungen Ihres Spezialisten)
- Um Änderungen des Materials oder der Geometrie Ihrer Linsen zu vermeiden, müssen Sie diese unbedingt gemäß den oben genannten Methoden erneuern. Beachten Sie die von Ihrem Spezialisten geplanten Termine, die für die Überprüfung und Überwachung Ihrer Anpassung unerlässlich sind.
- Waschen Sie immer Ihre Hände, bevor Sie Ihre Linsen anfassen.
- Starre Linsen werden in einem Mailer verpackt, der eine Konservierungslösung auf Polyhexanidbasis enthält. Es ist bis zur ersten Öffnung mit einem manipulationssicheren System ausgestattet. Wenn die Verpackung beschädigt ist, sollte das Objektiv nicht verwendet werden.

#### Angaben

Starre Linsen sind Linsen zur Korrektur der folgenden Ametropien: Myopie, Hyperopie, Astigmatismus und Presbyopie. Sie sind auch angezeigt, um bestimmte Hornhauterkrankungen wie Keratokonus sowie Hornhautunregelmäßigkeiten auszugleichen.

Der Augenarzt oder Optiker ist die einzige professionelle Person, die befugt ist, den Typ und die Parameter starrer Linsen zu definieren, die entsprechend Ihrer Pathologie und / oder Ihrer Ametropie verschrieben werden müssen.

#### Die pose

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Objektiv sauber und in gutem Zustand ist und immer in die für diesen Zweck vorgesehene Lösung eingetaucht ist. Wenn das Objektiv beschädigt erscheint, verwenden Sie es nicht.
- Spülen Sie Ihr Objektiv. Legen Sie die Linse in Ihre Handfläche und spülen Sie sie mit dem von Ihrem Spezialisten empfohlenen Produkt aus, um eventuelle Verunreinigungen zu entfernen. Es ist strengstens verboten, Ihre Kontaktlinsen unter fließendem Wasser zu spülen.
- Schau dich in einem Spiegel an. Verwenden Sie Ihren Mittelfinger, um das untere Augenlid zu spreizen, und Ihre andere Hand, um das obere Augenlid zu spreizen.
- Nähern Sie sich der Linse Ihrem Auge und legen Sie sie vorsichtig auf die Hornhaut. Lassen Sie die Augenlider vorsichtig los und blinken Sie mehrmals, um überschüssige Tränen abzuwelen.
- Kontrollieren Sie die Zentrierung Ihrer Linse auf Ihrem Auge. Wenn Sie Luftblasen, ein Problem mit der Zentrierung oder Unannehmlichkeiten bemerken, entfernen Sie die Linse und setzen Sie sie auf die gleiche Weise wieder ein. Um den Komfort zu verbessern, können Sie vor dem Aufsetzen einen Tropfen Kochsalzlösung oder Gleitmittel in die Linse geben.

#### Entfernung

- Schauen Sie in den Spiegel, legen Sie Ihren Zeigefinger auf das untere Augenlid und den Zeigefinger der anderen Hand auf das obere Augenlid. Üben Sie mit dem Zeigefinger auf dem unteren Augenlid leichten Druck aus und heben Sie das Augenlid nach oben, um die Linse anzuheben. Sie können das Objektiv mit Daumen und Zeigefinger empfangen.
- Drücken Sie das Objektiv, das vorsichtig behandelt werden soll, nicht ein. Achten Sie auch darauf, das Objektiv nicht mit Ihren Nägeln zu beschädigen.
- Die Verwendung eines Saugnapfes kann das Entfernen der Linse erleichtern.

#### Pflege

- Massieren Sie Ihre Linse täglich ca. 20 Sekunden lang mit einem Reinigungsmittel für starre Linsen und spülen Sie sie dann mit Kochsalzlösung aus.
- Leeren Sie den Linsenbehälter, bevor Sie Ihre Linse dekontaminieren. Verwenden Sie die im Gehäuse verbleibende Lösung niemals wieder.
- Legen Sie Ihr Objektiv in die Hülle und füllen Sie es mit Wartungslösung für starre Linsen gemäß den Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung der verwendeten Lösung.
- Nach einer Woche ohne Verwendung der Linsen muss die Dekontaminationslösung im Gehäuse erneuert werden, bevor die Linsen auf die Augen gesetzt werden.
- Befolgen Sie die Empfehlungen Ihres Spezialisten.

#### Vorsichtsmassnahmen bei der anwendung

- Starre Linsen sollten tagsüber getragen werden: Setzen Sie sie morgens ein und entfernen Sie sie abends vor dem Schlafengehen
- Schminken Sie sich immer, nachdem Sie Ihre Linsen aufgesetzt haben, und entfernen Sie das Make-up, nachdem Sie sie entfernt haben.
- Verwenden Sie Ihren Speichel oder ein Haushaltsprodukt nicht zur Wartung Ihrer Linsen: Verwenden Sie nur die von Ihrem Spezialisten empfohlenen Wartungslösungen für starre Linsen.
- Ändern Sie die Marke Ihrer Wartungslösung nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Spezialisten.
- Setzen Sie Ihre Linsen nicht mit Haarspray oder anderen kosmetischen Aerosolprodukten in Kontakt.
- Schwangerschaft und bestimmte Medikamente können die Tränensekretion stören: Sprechen Sie mit Ihrem Spezialisten.
- Tragen Sie Ihre Linsen nicht, wenn Sie gefährlichen oder reizenden Dämpfen ausgesetzt sind
- Das Tragen von Linsen wird bei Augenerkrankungen und in Umgebungen mit niedriger Luftfeuchtigkeit (Flugzeug, Helm beim Friseur…) nicht empfohlen.
- Tragen Sie immer eine für Ihre Sicht geeignete Brille (falls Sie Ihre Linsen entfernen müssen).

#### Kontraindikationen und unerwünschte nebenwirkungen

Wenn Sie sich ungewöhnlich unwohl fühlen, entfernen Sie die Linse und spülen Sie sie mit einer Kontaktlinsen-Spüllösung aus.

Augenkomplikationen im Zusammenhang mit dem Tragen von Linsen sind selten, wenn Sie die Empfehlungen von Fachleuten befolgen. Wenn jedoch die folgenden Symptome auftreten, entfernen Sie Ihre Linsen und wenden Sie sich an Ihren Spezialisten:

- Ein rotes oder gereiztes Auge,
- Ein Gefühl von Unbehagen oder anhaltendem Unbehagen,
- Eine abnormale Veränderung Ihres Sehvermögens,
- Erhöhte Lichtempfindlichkeit,
- Wässrige Augen oder ein Gefühl der Trockenheit.

<b>ESPAÑOL</b>
<b>INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LENTES RÍGIDAS</b>

Este folleto contiene información importante, léalo y guárdelo. Las lentes de contacto rígidas son dispositivos médicos y siempre deben ser adaptadas por un especialista en lentes de contacto. Para un uso correcto, es importante que siga todas las instrucciones de su especialista y los consejos de uso mencionados en el emblaje de sus lentes y productos de limpieza.

- Sus lentes rígidos se usan todos los días y deben renovarse cada dos años o cada año para los lentes de la gama para niños (Aeria Kids). (Siga las recomendaciones de su especialista)
- Para evitar la alteración del material o la geometría de sus lentes, es esencial renovarlos de acuerdo con los métodos anteriores. Respete las citas programadas por su especialista, que son esenciales para verificar y monitorrear su ajuste.
- Siempre lávese las manos antes de manipular sus lentes.
- Las lentes rígidas se empaquetan en un anuncio publicitario que contiene una solución de preservación a base de polihexanida. Está equipado con un sistema a prueba de manipulaciones hasta la primera apertura. Si el embalaje está dañado, no se debe usar la lente.

#### Indicaciones

Las lentes rígidas son lentes destinadas a corregir las siguientes ametropías: miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. También están indicados para compensar ciertas patologías corneales como el queratocono y las irregularidades corneales.

El oftalmólogo u optometrista son las únicas personas profesionales autorizadas para definir el tipo y los parámetros de las lentes rígidas que deben prescribirse de acuerdo con su patología y / o su ametropía.

#### Colocación

- Asegúrese de que su lente esté limpia, en buenas condiciones y siempre inmersa en la solución destinada a este fin. Si la lente parece dañada, no la use.
- Enjuague su lente. Coloque el lente en la palma de su mano y enjuáguelo con el producto recomendado por su especialista para eliminar las impurezas. Está estrictamente prohibido enjuagar sus lentes de contacto con agua corriente.
- Mírese en un espejo. Use su dedo medio para extender el párpado inferior y la otra mano para extender el párpado superior.
- Acerque el lente hacia su ojo y colóquelo suavemente sobre la córnea. Suavemente suelte los párpados y parpadee varias veces para eliminar el exceso de lágrimas.
- Controle el centrado de su lente en su ojo. Si nota burbujas de aire, un problema con el centrado o en caso de molestias, retire la lente y vuelva a colocarla siguiendo el mismo procedimiento. Para mejorar la comodidad, puede poner una gota de solución salina o lubricante en la lente antes de aplicarla.

#### Retirada

- Mírese en el espejo, coloque el dedo índice en el párpado inferior y el dedo índice de la otra mano en el párpado superior. Con el dedo índice descansando sobre el párpado inferior, aplique una ligera presión y luego levante el párpado hacia arriba para levantar la lente. Puede recibir la lente con el pulgar y el índice.
- No «pellizque» la lente que debe manipularse con cuidado. Además, tenga cuidado de no dañar la lente con las uñas.
- El uso de una ventosa puede facilitar la extracción de la lente.

#### Mantenimiento

- Diariamente, masajee su lente durante aproximadamente 20 segundos con un producto de limpieza para lentes rígidas y luego enjuáguelo con una solución salina.
- Antes de descontaminar su lente, vacíe su estuche. Nunca reutilice la solución que quedó en el caso.
- Coloque su lente en su estuche y línelo con una solución de mantenimiento para lentes rígidas de acuerdo con las recomendaciones en las instrucciones de uso de la solución utilizada.
- Después de una semana sin usar las lentes, la solución de descontaminación en el estuche debe renovarse antes de colocar las lentes en los ojos.
- Siga las recomendaciones de su especialista.

#### Precauciones con el uso de lentes

- Los lentes rígidos están diseñados para usarse durante el día: colóquelos por la mañana y quítelos por la noche antes de acostarse.
- Póngase siempre maquillaje después de ponerse las lentes y quítese el maquillaje después de quitárselos.
- No use su saliva ni ningún producto doméstico para el mantenimiento de sus lentes: use solo las soluciones de mantenimiento para lentes rígidas recomendadas por su especialista.
- No cambie la marca de su solución de mantenimiento sin consultar a su especialista.
- No ponga sus lentes en contacto con laca para el cabello o cualquier otro producto cosmético en aerosol.
- El embarazo y ciertos medicamentos pueden interrumpir la secreción lagrimal: hable con su especialista.
- No use sus lentes si está expuesto a humos peligrosos o irritantes.
- No se recomienda el uso de lentes en caso de patología ocular y en atmósferas de baja humedad (avión, casco en la peluquería…)
- Siempre lleve anteojos adecuados para su visión (en caso de que tenga que quitarse las lentes).

#### Contraindicaciones y efectos secundarios no deseados

Si siente molestias anormales, retire su lente y enjuáguelo con una solución de enjuague para lentes de contacto.

Las complicaciones oculares relacionadas con el uso de lentes son raras si se siguen las recomendaciones de profesionales. Sin embargo, si se presentan los siguientes síntomas, quítese las lentes y comuníquese con su especialista:

- Un ojo rojo o irritado,
- Una sensación de incomodidad o incomodidad persistente,
- Un cambio anormal en su visión,
- Mayor sensibilidad a la luz,
- Ojos llorosos o sensación de sequedad.

ISTRUZIONI PER L'USO DI LENTI RIGIDE

Questo opuscolo contiene informazioni importanti, leggielo e conservalo. Le lenti a contatto rigide sono dispositivi medici e devono essere sempre montate da uno specialista in lenti a contatto. Per un uso corretto, è importante seguire tutte le istruzioni del proprio specialista e i consigli per l'uso menzionati sulla confezione delle lenti e dei prodotti per la pulizia.

- Le lenti rigide vengono indossate ogni giorno e devono essere rinnovate ogni due anni o ogni anno per le lenti della gamma per bambini (Aeria Kids). (Segui le raccomandazioni del tuo specialista)
- Per evitare l'alterazione del materiale o della geometria delle lenti, è essenziale rinnovarle secondo i metodi sopra indicati. Rispetta gli appuntamenti programmati dal tuo specialista, che sono essenziali per controllare e monitorare la tua rettifica.
- Lavarsi sempre le mani prima di maneggiare le lenti.
- Le lenti rigide sono confezionate in un mailer contenente una soluzione di conservazione a base di poliesanide. È dotato di un sistema antimanomissione fino alla prima apertura. Se la confezione è danneggiata, l'obiettivo non deve essere utilizzato.

### Indicazioni

Le lenti rigide sono lenti destinate a correggere le seguenti ametropie: miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Sono anche indicati per compensare alcune patologie corneali come il cheratocono e le irregolarità corneali. L'oftalmologo o optometrista sono le uniche persone professionali autorizzate a definire il tipo e i parametri delle lenti rigide che devono essere prescritti in base alla patologia e / o all'ametropia.

### La posa

- Accertarsi che l'obiettivo sia pulito, in buone condizioni e sempre immerso nella soluzione a tale scopo. Se l'obiettivo appare danneggiato, non utilizzarlo.
- Risciacqua l'obiettivo. Posizionare l'obiettivo sul palmo della mano e sciacquarlo con il prodotto consigliato dal proprio specialista per rimuovere eventuali impurità. È severamente vietato sciacciare le lenti a contatto sotto l'acqua corrente.
- Guardati allo specchio. Usa il dito medio per allargare la palpebra inferiore e l'altra mano per allargare la palpebra superiore.
- Avvicinare l'obiettivo verso l'occhio e posizionarlo delicatamente sulla cornea. Lascia andare delicatamente le palpebre e sbatti le palpebre più volte per assicurare le lacrime in eccesso.
- Controlla il centraggio dell'obiettivo sull'occhio. Se si notano bolle d'aria, un problema con il centraggio o in caso di disagio, rimuovere l'obiettivo e rimontarlo seguendo la stessa procedura. Per migliorare il comfort, puoi mettere una goccia di soluzione salina o lubrificante nell'obiettivo prima di indossarlo.

### Ritiro

- Guardarsi allo specchio, posizionare l'indice sulla palpebra inferiore e l'indice dell'altra mano sulla palpebra superiore. Con l'indice appoggiato sulla palpebra inferiore, applicare una leggera pressione, quindi sollevare la palpebra verso l'alto per sollevare l'obiettivo. Puoi ricevere l'obiettivo con il pollice e l'indice.
- Non «pizzicare» l'obiettivo che deve essere maneggiato con cura. Inoltre, fai attenzione a non danneggiare l'obiettivo con le unghie.
- L'uso di una ventosa può semplificare la rimozione dell'obiettivo.

### Manutenzione

- Su base giornaliera, massaggiare l'obiettivo per circa 20 secondi con un prodotto detergente per lenti rigide, quindi sciacquarlo con una soluzione salina.
- Prima di decontaminare l'obiettivo, svuotare la custodia dell'obiettivo. Non riutilizzare mai la soluzione rimasta nel caso.
- Collocare l'obiettivo nella sua custodia e riempirlo con una soluzione di manutenzione per obiettivi rigidi secondo le raccomandazioni contenute nelle istruzioni per l'uso della soluzione utilizzata.
- Dopo una settimana senza usare le lenti, la soluzione di decontaminazione nella custodia deve essere rinnovata prima di posizionare le lenti sugli occhi.
- Seguire le raccomandazioni del proprio specialista.

### Precauzioni per l'uso

- Le lenti rigide sono destinate ad essere indossate durante il giorno: metterle al mattino e rimuoverle la sera prima di andare a letto
- Truccati sempre dopo aver applicato gli obiettivi e rimuovi il trucco dopo averli rimossi.
- Non utilizzare la saliva o alcun prodotto domestico per la manutenzione delle lenti: utilizzare solo le soluzioni di manutenzione per lenti rigide consigliate dal proprio specialista.
- Non modificare il marchio della soluzione di manutenzione senza consultare il proprio specialista.
- Non mettere le lenti a contatto con la lacca o qualsiasi altro prodotto cosmetico aerosol.
- La gravidanza e alcuni farmaci possono interrompere la secrezione lacrimale: parla con il tuo specialista.
- Non indossare le lenti se si è esposti a fumi pericolosi o irritanti
- L'uso di lenti non è raccomandato in caso di patologia oculare e in atmosfere di bassa umidità (aereo, casco dal parrucchiere …)
- Trasportare sempre occhiali adatti alla vista (nel caso in cui sia necessario rimuovere le lenti).

### Controindicazioni e reazioni avverse

In caso di fastidio anomalo, rimuovere l'obiettivo e sciacquarlo con una soluzione di risciacquo per lenti a contatto.

Le complicazioni oculari legate all'uso delle lenti sono rare se si seguono le raccomandazioni dei professionisti. Tuttavia, se si verificano i seguenti sintomi, rimuovere le lenti e contattare il proprio specialista:

- Un occhio rosso o irritato,
- Una sensazione di disagio o fastidio persistente,
- Un cambiamento anormale nella tua visione,
- Maggiore sensibilità alla luce,
- Occhi acquosi o sensazione di secchezza.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN STIJVE LENZEN

Deze bijsluiter bevat belangrijke informatie, lees deze en bewaar deze. Stijve contactlenzen zijn medische hulpmiddelen en moeten altijd worden aangebracht door een contactlensspecialist. Voor correct gebruik is het belangrijk dat u alle instructies van uw specialist en het gebruiksdvies op de verpakking van uw lenzen en schoonmaakmiddelen opvolgt.

- Uw stijve lenzen worden elke dag gedragen en moeten om de twee jaar of elk jaar worden vernieuwd voor de lenzen van het kinderassortiment (Aeria Kids). (Volg de aanbevelingen van uw specialist)
- Om verandering van het materiaal of de geometrie van uw lenzen te voorkomen, is het essentieel om ze te vernieuwen volgens de bovenstaande methoden. Respecteer de door uw specialist geplande afspraken, die essentieel zijn voor het controleren en bewaken van uw aanpassing.
- Was altijd uw handen voordat u uw lenzen vastpakt.
- Stijve lenzen zijn verpakt in een mailer die een op polyhexanide gebaseerde conserveringsoplossing bevat. Het is uitgerust met een fraudebestendig systeem tot de eerste opening. Als de verpakking beschadigd is, mag de lens niet worden gebruikt.

### Indicaties

Stijve lenzen zijn lenzen die bedoeld zijn om de volgende ametropieën te corrigeren: bijziendheid, verziendheid, astigmatisme en presbyopie. Ze zijn ook geïndiceerd ter compensatie van bepaalde hoornvliespathologieën zoals keratoconus en hoornvliesonregelmatigheden.

De oogarts of de optometrist zijn de enige professionele personen die bevoegd zijn om het type en de parameters van de harde lenzen te definiëren die moeten worden voorgeschreven in overeenstemming met uw pathologie en / of uw ametropie.

### De pose

- Zorg ervoor dat uw lens schoon, in goede staat en altijd ondergedompeld is in de oplossing die voor dit doel is bedoeld. Gebruik de lens niet als deze er beschadigd uitziet.
- Spoel je lens af. Plaats de lens in de palm van uw hand en spoel deze af met het product dat door uw specialist wordt aanbevolen om eventuele onzuiverheden te verwijderen. Het is ten strengste verboden om uw contactlenzen onder stromend water af te spoelen.
- Kijk naar jezelf in een spiegel. Gebruik je middelvinger om het onderste ooglid te spreiden en je andere hand om het bovenste ooglid te spreiden.
- Benader de lens richting uw oog en plaats deze voorzichtig op het hoornvlies. Laat de oogleden voorzichtig los en knipper meerdere keren om overtollige tranen weg te voeren.
- Controleer de centering van uw lens op uw oog. Als u luchtbellen opmerkt, een probleem met centrenen of in geval van ongemak, verwijder dan de lens en plaats deze opnieuw volgens dezelfde procedure. Om het comfort te verbeteren, kunt u een druppel zoutoplossing of smeermiddel in de lens doen voordat u deze aanbrengt.

### Intrekking

- Kijk in de spiegel, plaats uw wijsvinger op het onderste ooglid en de wijsvinger van de andere hand op het bovenste ooglid. Terwijl de wijsvinger op het onderste ooglid rust, oefen lichte druk uit en til het ooglid omhoog om de lens omhoog te brengen. Je kunt de lens ontvangen met je duim en wijsvinger.
- Knip niet in de lens die voorzichtig moet worden behandeld. Zorg er ook voor dat u de lens niet beschadigt met uw nagels.
- Het gebruik van een zuignap kan het gemakkelijker maken om uw lens te verwijderen.

### Onderhoud

- Masseer uw lens dagelijks ongeveer 20 seconden met een reinigingsmiddel voor harde lenzen en spoel het dan af met een zoutoplossing.
- Leeg uw lenshouder voordat u uw lens ontsmet. Gebruik de oplossing die in de koffer is achtergebleven nooit opnieuw.
- Plaats uw lens in zijn etui en vul hem met onderhoudsoplossing voor harde lenzen volgens de aanbevelingen in de instructies voor het gebruik van de gebruikte oplossing.
- Na een week zonder het gebruik van de lenzen, moet de decontaminatieoplossing in het etui worden vernieuwd voordat de lenzen op de ogen worden geplaatst.
- Volg de aanbevelingen van uw specialist.

### Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Stijve lenzen zijn bedoeld om overdag te worden gedragen: doe ze 's ochtends en verwijder ze 's avonds voordat u naar bed gaat
- Doe altijd make-up op nadat u uw lenzen heeft aangebracht en verwijder make-up nadat u ze heeft verwijderd.
- Gebruik uw speeksel of enig ander huishoudelijk product niet voor het onderhoud van uw lenzen: gebruik alleen de onderhoudsoplossingen voor harde lenzen die door uw specialist worden aanbevolen.
- Wijzig het merk van uw onderhoudsoplossing niet zonder uw specialist te raadplegen.
- Breng uw lenzen niet in contact met haarlak of enig ander aerosol cosmetisch product.
- Zwangerschap en bepaalde medicijnen kunnen de traansecretie verstoren: neem contact op met uw specialist.
- Draag uw lenzen niet als u wordt blootgesteld aan gevaarlijke of irriterende dampen
- Het dragen van lenzen wordt afgeraden in het geval van oculaire pathologie en in een atmosfeer met een lage luchtvochtigheid (vliegtuig, helm bij de kapper …)
- Draag altijd een bril die geschikt is voor uw gezichtsvermogen (voor het geval u uw lenzen moet verwijderen).

### Contra-indicaties en bijwerkingen

Als u abnormaal ongemak voelt, verwijder dan uw lens en spoel deze af met een contactlensspoeloplossing. Oogcomplicaties bij het dragen van lenzen zijn zeldzaam als u de aanbevelingen van professionals opvolgt. Als de volgende symptomen zich echter voordoen, verwijder dan uw lenzen en neem contact op met uw specialist:

- Een rood of geïrriteerd oog,
- Een gevoel van ongemak of aanhoudend ongemak,
- Een abnormale verandering in uw gezichtsvermogen,
- Verhoogde gevoeligheid voor licht,
- Tranende ogen of een droog gevoel.

INSTRUÇÕES DE USO DE LENTES RÍGIDAS

Este folheto contém informações importantes, leia-as e guarde-as. As lentes de contato rígidas são dispositivos médicos e devem sempre ser instaladas por um especialista em lentes de contato. Para o uso correto, é importante que você siga todas as instruções do seu especialista e os conselhos de uso mencionados na embalagem de suas lentes e produtos de limpeza.

- Suas lentes rígidas são usadas todos os dias e devem ser renovadas a cada dois anos ou a cada ano para as lentes da linha infantil (Aeria Kids). (Siga as recomendações do seu especialista)
- Para evitar alterações no material ou na geometria de suas lentes, é essencial renová-las de acordo com os métodos acima. Respeite os compromissos agendados pelo seu especialista, essenciais para verificar e monitorar seu ajuste.
- Sempre lave as mãos antes de manusear suas lentes.
- As lentes rígidas são embaladas em uma mala direta que contém uma solução de preservação à base de polioxanida. É equipado com um sistema inviolável até a primeira abertura. Se a embalagem estiver danificada, a lente não deve ser usada.

### Indicações

Lentes rígidas são aquelas destinadas a corrigir as seguintes ametropias: Miopia, Hipermetropia, Astigmatismo e Presbiopia. Eles também são indicados para compensar certas patologias da córnea, como ceratocone, bem como irregularidades da córnea.

O oftalmologista ou o optometrista são os únicos profissionais autorizados a definir o tipo e os parâmetros das lentes rígidas que devem ser prescritos de acordo com a sua patologia e / ou sua ametropia.

### A pose

- Verifique se a lente está limpa, em boas condições e sempre imersa na solução projetada para esse fim. Se a lente parecer danificada, não a use.
- Lave sua lente. Coloque a lente na palma da sua mão e lave-a com o produto recomendado pelo seu especialista para remover quaisquer impurezas. É estritamente proibido lavar suas lentes de contato em água corrente.
- Olhe para si mesmo no espelho. Use o dedo médio para abrir a pálpebra inferior e a outra mão para abrir a pálpebra superior.
- Aproxime a lente do olho e coloque-a suavemente na córnea. Solte suavemente as pálpebras e pisque várias vezes para afastar o excesso de lágrimas.
- Controle a centralização da lente no olho. Se notar bolhas de ar, um problema de centralização ou em caso de desconforto, remova a lente e recolocae-a usando o mesmo procedimento. Para melhorar o conforto, você pode colocar uma gota de solução salina ou lubrificante na lente antes de colocá-la.

### Retirada

- Olhe no espelho, coloque o dedo indicador na pálpebra inferior e o dedo indicador da outra mão na pálpebra superior. Com o dedo indicador apoiado na pálpebra inferior, aplique uma leve pressão e levante a pálpebra para cima, a fim de levantar a lente. Você pode receber a lente com o polegar e o indicador.
- Não “aperte” a lente que deve ser manuseada com cuidado. Além disso, tome cuidado para não danificar a lente com as unhas.
- O uso de uma ventosa pode facilitar a remoção da lente.

### Manutenção

- Massageie diretamente a lente por aproximadamente 20 segundos com um produto de limpeza para lentes rígidas e, em seguida, lave-a com solução salina.
- Antes de descontinuar sua lente, esvazie a caixa da lente. Nunca reutilize a solução que ficou no estajo.
- Coloque sua lente no estajo e encha-a com solução de manutenção para lentes rígidas, de acordo com as recomendações nas instruções de uso da solução utilizada.
- Após uma semana sem usar as lentes, a solução de descontinuação no caso deve ser renovada antes de colocar as lentes nos olhos.
- Siga as recomendações do seu especialista.

### Precauções para uso

- As lentes rígidas devem ser usadas durante o dia: coloque-as de manhã e remova-as à noite antes de ir para a cama
- Sempre coloque maquiagem depois de colocar as lentes e remova a maquiagem depois de removê-las.
- Não use sua saliva ou qualquer outro produto doméstico para a manutenção de suas lentes: use apenas as soluções de manutenção para lentes rígidas recomendadas pelo seu especialista.
- Não altere a marca da sua solução de manutenção sem consultar o seu especialista.
- Não coloque suas lentes em contato com spray de cabelo ou qualquer outro produto cosmético em aerosol.
- Gravidez e certos medicamentos podem interromper a secreção de lágrimas: converse com seu especialista.
- Não use suas lentes se estiver exposto a vapores perigosos ou irritantes
- O uso de lentes não é recomendado em caso de patologia ocular e em atmosferas de baixa higrometria (avião, capacete no cabeleireiro …)
- Sempre use óculos adequados à sua visão (caso precise remover suas lentes)

### Contra-indicações e reações adversas

Se sentir um desconforto anormal, remova a lente e lave-a com uma solução para enxaguar as lentes de contato.

As complicações oculares relacionadas ao uso de lentes são raras se você seguir as recomendações dos profissionais. No entanto, se os seguintes sintomas ocorrerem, remova suas lentes e entre em contato com seu especialista:

- Olho vermelho ou irritado,
- Uma sensação de desconforto ou desconforto persistente,
- Change Uma mudança anormal na sua visão,
- Sensitivity Maior sensibilidade à luz,
- Eyes Olhos lacrimejantes ou sensação de seca.

SERT LENSLERİN KULLANIM TALİMATLARI

Bu broşür önemli bilgiler içerir, okuyun ve saklayın. Sert kontakt lensler tıbbi cihazlardır ve her zaman bir kontakt lens uzmanı tarafından takılmalıdır. Doğru kullanım için, uzmanınızdan gelen tüm talimatları ve lenslerinizin ve temizlik ürünlerinin ambalajında belirtilen kullanım tavsiyelerine uymanız önemlidir.

- Sert lensleriniz her gün takılır ve çocuk serisinin lensleri (Aeria Kids) için her iki yılda bir veya her yıl yenilenmesi gerekir. (Uzmanınızın önerilerini izleyin)
- Malzemenin veya lensleriniz geometrisinin değişmesini önlemek için, yukarıdaki yöntemlere göre yenilenmesi önemlidir. Düzenlemenizi kontrol etmek ve izlemek için gerekli olan uzmanınız tarafından planlanan randevulara uyun.
- Lenslerinizi tutmadan önce daima ellerinizi yıkayın.
- Sert lensler, Polihekzanit bazı bir koruma çözeltisi içeren bir posta kutusunda paketlenmiştir. İlk açılığa kadar kurcalamaya dayanıklı bir sistemle donatılmıştır. Ambalaj hasarlıysa, lens kullanılmamalıdır.

### Belirteçler

Sert lensler aşağıdaki ametropileri düzeltmeye yönelik lenslerdir: Miyopi, Hipermetrop, Astigmatizm ve Presbiyopi. Ayrıca keratokonus gibi kornea patolojilerinin yanı sıra korneal düzensizlikleri de telif etiketleri belirtilmektedir.

Göz doktoru veya optometrist, sert lenslerin tipini ve parametrelerini patolojinize ve / veya ametropinize göre reçete edilmesi gereken yetkili profesyonel kişilerdir.

### Poz

- Merceğinizin temiz, iyi durumda ve daima bu amaç için tasarlanmış çözeltiye daldırılmış olduğundan emin olun. Lens hasarlı görünüyorsa kullanmayın.
- Lensinizi durulayın. Merceği avucunuzun içine yerleştirin ve kirleri çıkarmak için uzmanınız tarafından önerilen ürünle durulayın. Kontakt lenslerinizi akan su altında durulamak kesinlikle yasaktır.
- Kendine ayınada bak. Alt göz kapağını yaymak için orta parmağınızı ve üst göz kapağını yaymak için diğer elinizi kullanın.
- Lense gözünüze doğru yaklaşın ve korneanın üzerine yavaşça yerleştirin. Yavaşça göz kapaklarını bırakın ve fazla gözyaş dökmek için birkaç kez yanıp söner.
- Merceğinizin merkezlenmesini gözünüzde kontrol edin. Hava kabarcıkları, merkezleme veya rahatsızlık durumunda bir sorun fark ederseniz, lensi çıkarın ve aynı prosedürü kullanarak tekrar takın. Konforu artırmak için, lensi takmadan önce bir damla salin veya yağlayıcı koyabilirsiniz.

### Para çekme

- Aynaya bakın, işaret parmağınızı alt göz kapağına, diğer elin işaret parmağını üst göz kapağına yerleştirin. İşaret parmağı alt göz kapağında dururken, hafif bir baskı uygulayın ve lensi kaldırmak için göz kapağını yukarı kaldırın. Merceği basparmağınız ve işaret parmağınızla alabilirsiniz.
- Dikkatli kullanılması gereken lensi “sıkıştırmayın”. Ayrıca, lenslere trnalkarınla zarar vermemeye dikkat edin.
- Bir vantuz kullanmak lensinizi çıkarmanızı kolaylaştırabilir.

### Bakım

- Günlük olarak, sert lensler için bir temizlik ürünü ile lensinize yaklaşık 20 saniye masaj yapın, ardından tuzlu su çözeltisiyle durulayın.
- Objektifinizi dekontamine etmeden önce lens kasasını boşaltın. Durumda kalan çözümlü asla tekrar kullanmayın.
- Lensinizi kutusuna yerleştirin ve kullanılan çözeltinin kullanım talimatlarındaki önerilere göre sert lensler için bakım solüsyonu ile doldurun.
- Lensleri takılmadan bir hafta sonra, lensleri gözlere yerleştirmeden önce kutudaki dekontaminasyon çözeltisinin yenilenmesi gerekir.
- Uzmanınızın önerilerine uyun.

### Kullanım önerimleri

- Sert lenslerin gün boyunca takılması amaçlanmıştır: sabahları takın ve yatmadan önce çıkarın.
- Lenslerinizi takttktan sonra daima makyaj yapın ve çıkardıktan sonra makyajı çıkarın.
- Tükürüğünüzü veya herhangi bir ev ürününü lenslerinizin bakımı için kullanmayın: yalnızca uzmanınız tarafından önerilen sert lensler için bakım çözümlerini kullanın.
- Uzmanınıza danışmadan bakım çözümünüzün markasını değiştirmeyin.
- Lenslerinizi saç spreyi veya başka bir kozmetik aerosol ürünü ile temas ettirmeyin.
- Hamilelik ve bazı ilaçlar gözyaşı sekresyonunu bozabilir: uzmanınızla konuşun.
- Tehlikeli veya tahriş edici dumanlara maruz kalırsanız lenslerinizi takmayın
- Oküler patoloji durumunda ve düşük nemli ortamlarda (uçak, kuaförde kask…) lens takılması önerilmez.
- Daima görüşünüze uygun gözlükle taşıyın (lensleriniz çıkarmanız gerektiğinde).

### Kontrendikasyonlar ve yan etkiler

Anormal bir rahatsızlık hissederseniz, lensinizi çıkarın ve bir kontakt lens yıkama çözeltisi ile durulayın.

Profesyonellerin önerilerine uyunarsanız, lens takmayla ilgili göz komplikasyonları nadirdir. Bununla birlikte, aşağıdaki belirtiler ortaya çıkarsa, lenslerinizi çıkarın ve uzmanınıza başvurun:

- Kırmızı veya tahriş olmuş bir göz,
- Rahatsızlık veya sürekli rahatsızlık hissi,
- Vizyonunuzda anormal bir değişiklik,
- Light ışığı karşı artan hassasiyet,
- Sulu gözler veya kuruluk hissi.

إشعار استخدام العدسة الصلبة

يحتوي هذا الإشعار على معلومات هامة، وقرأتها واحفظها بها.
العدسات اللاصقة جامدة هي الأجهزة الطبية وينبغي دائما أن تتكيف من قبل أخصائي العدسات اللاصقة. للاستخدام السليم، من المهم أن تتبع جميع تعليمات المتخصصين الخاص بك وتصانح الاستخدام على التعينة و التغليف من العدسات الخاصة بك ومنتجات التنظيف.
عدساتك الصلبة يمكن ارتداؤها كل يوم ويجب تجديدها كل عامين أو كل عام لعدسات مجموعة الأطفال (Aeria Kids). (اتبع توصيات أخصائيك) لتجنب تغيير المواد أو الهندسة من العدسات الخاصة بك، فمن الضروري لتجديدها وفقا للطرائق المذكورة أعلاه. اتبع المواعيد التي يخطط لها أخصائيك وهي ضرورية لمراقبة ومتابعة التكيف الخاص بك.
اغسل يديك بشكل منهجي قبل التعامل مع العدسات.

يتم حزم العدسات جامدة أو البريد الذي يحتوي على محلول الحفظ القائم على Polyhexamide. وهي مجهزة بنظام الحرمة حتى الافتتاح الأول. إذا تلف التعينة والتغليف، لا ينبغي استخدام العدسة.

### تعليمات

العدسات جامدة هي العدسات المصممة لتصحيح ametropies التالية: قصر النظر، وقصر النظر، والاستجماتيزم وقصر النظر. كما يشار إليها للتعويض عن بعض أمراض القرنية مثل القرنية المخروطية وكذلك مخالفات القرنية.

طبيب العيون أو طبيب العيون هم الأشخاص المهنيون الوحيدون المخولون بتحديد نوع ومعلمات العدسات الجامدة التي يجب وصفها وفقاً لعلم الأمراض و / أو ametropy

### تشكل

تأكد من أن عدسة الخاص بك نظيفة، في حالة جيدة ومغمورة دائما في الحل المقدمة لهذا الغرض. إذا ظهرت العدسة معطوبة، فلا تستخدمها. شطف العدسة الخاصة بك. ضع العدسة في راحة يدك وشطفها بالمنتج الموصى به من قبل أخصائيك لإزالة أي شوائب. يحظر منعاً باتاً شطف العدسات اللاصقة الخاصة بك مع المياه الجارية.

انظر لنفسك في المرأة استخدم إصبعيك الأوسط لنشر الجفن السفلي ويدك

الأخرى لنشر الجفن العلوي.

اقرب من العدسة إلى عينك ووضعها بلطف على القرنية. بلطف ترك الجفون وامض عدة مرات لإزالة الدموع الزائدة. السيطرة على توسط عدسة الخاص بك على العين. إذا لاحظت فقاعات الهواء، مشكلة توسط أو عدم الراحة، وإزالة العدسة وبقية ذلك باستخدام نفس الإجراء. تحسين الراحة، يمكنك وضع قطرة من المصل السيولوجي أو مواد التحشيم في العدسة قبل وضعه أسفل.

### التسحاب

انظر في المرأة، ضع السبابة على الجفن السفلي والسبابة من ناحية أخرى على الجفن العلوي. مع السبابة على الجفن السفلي، وتطبيق ضغط طفيف ثم رفع الجفن صعودا لرفع العدسة. يمكنك الحصول على العدسة مع الإبهام والسبابة.

لا "الفرصة" العدسة التي يتم التعامل معها بعناية. أيضا يجب الحرص على عدم تلف العدسة مع الأطفال. يمكن أن يؤدي استخدام كوب شطف إلى تسهيل إزالة العدسة.
Uzmanınızın önerilerine uyun.

### المقابلة

كل يوم، تدليك عدسة الخاص بك لمدة 20 ثانية مع منتج تنظيف عدسة جامدة ثم شطف مع محلول المالح. قبل إزالة التلوث من العدسة، قم بإفراغ علبة العدسة. لا إعادة استخدام الحل الذي تم تركه في الحالة. ضع العدسة في حالتها وملنها بحل صيانة العدسة الثابت بعد توصيات التعليمات الخاصة باستخدام الحل المستخدم. يعد أسبوع من دون استخدام العدسات ، يجب تجديد محلول إزالة التلوث في الحالة قبل وضع العدسات على العينين. اتبع توصيات أخصائيك.

### احتياطات التوظيف

من المفترض ارتداء العدسات الجامدة خلال النهار. وضعها في الصباح وإزالتها في المساء قبل الذهاب إلى الفراش

دائما الماكياج بعد وضع على العدسات الخاصة بك، وإزالة الماكياج الخاص بك بعد إزالتها.

لا تستخدم ألعاب أو المنتجات الممزلية للحفاظ على العدسات: استخدم فقط حلول صيانة العدسة الجامدة التي أوصى بها أخصائيك.

لا تغير العلامة التجارية لحلول الصيانة الخاصة بك دون استشارة أخصائيك.

لا تضع العدسات في اتصال مع صالون الشعر أو أي منتج الهباء الجوي التجميلي الأخرى.

يمكن أن يؤدي الحمل وبعض الأدوية إلى تعطيل إفراز التمرق: تحدثي إلى أخصائيك.

لا ينصح ارتداء العدسات لمرضى العين وفي أجواء من انخفاض الرطوبة (الطائرة)، حوذة في تصفيف الشعر(…)

حمل النظارات الطبية دائما (في حال كان لديك لإزالة العدسات).

**مؤشرات مضادة وآثار جانبية لا يمكن القابلة للحذوث**
إذا كنت تشعر بعدم الراحة غير طبيعية، وإزالة العدسة وشطف مع محلول شطف العدسة اللاصقة. مضاعفات العين المتعلقة بارتداء العدسات نادرة إذا كنت تتبع توصيات المهنيين. ومع ذلك، في حالة حدوث الأعراض التالية، قم بإزالة العدسات واتصل بأخصائيك:

- عين حمراء أو متهيجة،
- شعور بعدم الراحة أو عدم الراحة المستمرة،
- تغيير غير طبيعي في رؤيتك،
- زيادة الحساسية للضوء،
- عيون مأماتية أو شعور بالجفاف.